

PELO F30 Duo

DVOUHLAVÝ STETOSKOP

Vlastnosti

- Ergonomický design
- Vysoká kvalita
- Dobrá akustická odezva
- Membrána s nechladičným povrchem
- PVC olivky
- Hlava s dvoustrannou membránou pro snímání vysokofrekvenčního a nízkofrekvenčního zvuku
- Lyra ze slitiny hliníku s chromovaným páskem
- Průměr velké membrány: 46 mm
- Průměr malé membrány: 42,8 mm

Používá se k poslechu různých zvuků srdce, plic a orgánů v lidském těle. Zdravotnický prostředek třídy I. Lehká hlava z hliníkové slitiny. Nastavitelná lyra z pochromované hliníkové slitiny. Odolná jednoduchá lisovaná „Y“ hadice z PVC.

Bezpečnostní upozornění

Stetoskop není náhradou za odbornou lékařskou diagnostiku. Pokud máte jakékoli obavy o své zdraví, vždy se poraďte s lékařem. Udržujte stetoskop mimo dosah dětí. Při nesprávném použití nebo poškození může stetoskop vést k nesprávným výsledkům a špatné interpretaci tělesných zvuků.

Čištění, údržba a skladování:

Po použití stetoskop důkladně vyčistěte, abyste předešli přenosu bakterií nebo infekcí. K čištění hlavy, hadice a ušních oliv doporučujeme použít čistý hadřík nebo vatový tampon navlhčený v ředěném alkoholu či isopropylalkoholu pro účinné odstranění nečistot.

Chraňte stetoskop před zvýšenou vlhkostí, přímými slunečními paprsky a fyzickými nárazy. Neskladujte a nepoužívejte stetoskop v blízkosti topných těles a otevřeného ohně.

Likvidace:

Při likvidaci se řiďte pravidly platnými v aktuální době ve vašem regionu. Výrobce neudává žádné specifické podmínky pro likvidaci.

Odpovědnost za vady:

Na tento stetoskop je poskytována odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku nesprávného použití nebo oprav provedených nekvalifikovanou osobou.

Podmínky přepravy a skladování: 10–40 °C | 15–85 % relativní vlhkosti

Výrobce:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

EU reprezentant:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Německo

Dovozce:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz



PELO_IB_F30 Duo_ver_00
Revize: 20/03/2025

PELO F30 Duo

DVOJHLAVÝ STETOSKOP

Vlastnosti

- Ergonomický dizajn
- Vysoká kvalita
- Dobrá akustická odezva
- Membrána s nechladičným povrchem
- PVC olivky
- Hlava s dvojrannou membránou na snímanie vysokofrekvenčného a nízkofrekvenčného zvuku
- Lyra zo zliatiny hliníka s chrómovaným páskom
- Priemer veľkej membrány: 46 mm
- Priemer malej membrány: 42,8 mm

Používa sa na počúvanie rôznych zvukov srdca, pľúc a orgánov v ľudskom tele. Zdravotnícka pomôcka triedy I. Lhká hlava z hliníkovej zliatiny.Nastaviteľná lyra z pochromovanej hliníkovej zliatiny.Odolná jednodielna lisovaná „Y“ hadica z PVC.

Bezpečnostné upozornenie:

Stetoskop nie je náhradou za odbornú lekársku diagnostiku. Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, vždy sa poraďte s lekárom. Udržujte stetoskop mimo dosahu detí. Pri nesprávnom použití alebo poškodení môže stetoskop viesť k nesprávnym výsledkom a zlej interpretácii telesných zvukov.

Čistenie, údržba a skladovanie:

Po použití stetoskop dôkladne vyčistite, aby ste predišli prenosu baktérií alebo infekcií. Na čistenie hlavy, hadice a ušných oliv odporúčame použiť čistú handričku alebo vatový tampón navlhčený v riedenom alkohole či izopropylalkohole pre účinné odstránenie nečistôt.

Chráňte stetoskop pred zvýšenou vlhkosťou, priamymi slnečnými lúčmi a fyzickými nárazmi. Neskladujte a nepoužívajte stetoskop v blízkosti vykurovacích telies a otvoreného ohňa.

Likvidácia:

Pri likvidácii sa riadte pravidlami platnými v aktuálnej dobe vo vašom regióne. Výrobca neudáva žiadne špecifické podmienky na likvidáciu.

Zodpovednosť za vady:

Na tento stetoskop je poskytovaná zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. Zodpovednosť za vady sa nevztahuje na tovar poškodený v dôsledku nesprávneho použitia alebo opráv vykonaných nekvalifikovanou osobou.

Podmienky prepravy a skladovania:10–40 °C | 15–85 % relatívnej vlhkosti

Výrobca:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

EU reprezentant:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Nemecko

Dovozca:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.sk



PELO_IB_F30 Duo_ver_00
Revízia: 20/03/2025

PELO F30 Duo

KÉTFEJES SZTETOSKÓP

Jellemzők

- Ergonomikus kialakítás
- Kiváló minőség
- Jó akusztikus válaszadás
- Membrán nem hűlő felülettel
- PVC olajbogyó
- Kétoldalas membránfej a magas és alacsony frekvenciájú hangok rögzítéséhez
- Alumíniumötvözet lóra krómozott pánttal
- Nagy membránátmérő: 46 mm
- Kis membránátmérő: 42,8 mm

A szív, a tüdő és az emberi test szerveinek különféle hangjainak meghallgatására szolgál. I. osztályú orvostechnikai eszköz Könnyű alumínium ötvözet fej. Állítható lóra krómozott alumíniumötvözetből. Tartós, egy darabból öntött „Y” PVC tömlő.

Biztonsági figyelmeztetés

A sztetoszkóp nem helyettesíti a professzionális orvosi diagnózist. Ha bármilyen aggálya merül fel az egészségével kapcsolatban, mindig forduljon orvosához. A sztetoszkópot tartsa gyermekektől elzárva. Helytelen használat vagy sérülés esetén a sztetoszkóp helytelen eredményekhez és a testhangok félreértelmezéséhez vezethet.

Tisztítás, karbantartás és tárolás:

Használat után alaposan tisztítsa meg a sztetoszkópot, hogy megakadályozza a baktériumok vagy fertőzések átvitelét. A fej, a tömlő és a fülcsúcsok tisztításához, hígított alkohollal vagy izopropil-alkohollal megnedvesített rongy vagy vattapálcika használatát javasoljuk a szennyeződések hatékony eltávolítása érdekében.

Ővja a sztetoszkópot a magas páratartalomtól, a közvetlen napfénytől és a fizikai behatásoktól. Ne tárolja vagy használja a sztetoszkópot fűtőtestek vagy nyílt láng közelében.

Ártalmatlanítás:

A termék ártalmatlanításakor kövesse az Ön régiójában hatályos szabályokat. A gyártó nem határozott meg semmilyen különleges ártalmatlanítási körülményt.

Felelősség a hibákért:

Erre a sztetoszkópra a vásárlás dátumától számított 24 hónap garancia vonatkozik a hibákra. A hibákért való felelősség nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő személy által végzett javítás következtében megsérült árukra.

Szállítási és tárolási feltételek: 10–40 °C | 15-85 % relatív páratartalom

Gyártó:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

EU képviselő:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Németország

Importőr:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Csehország
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz



PELO_IB_F30 Duo_ver_00
Felülvizsgálat: 2025.03.20

PL

PELO F30 Duo

STETOSKOP DWUGŁOWICOWY

Cechy

- Ergonomiczna konstrukcja
- Wysoka jakość
- Dobra reakcja akustyczna
- Membrana z powierzchnią nie chłodzącą
- Oliwki PVC
- Dwustronna głowica membranowa do przechwytywania dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości
- Lira ze stopu aluminium z chromowanym paskiem
- Duża średnica membrany: 46 mm
- Mała średnica membrany: 42,8 mm

Służy do osłuchiwania różnych dźwięków serca, płuc i organów w ciele człowieka. Wyrób medyczny klasy I
Lekka głowica ze stopu aluminium. Regulowana lira wykonana z chromowanego stopu aluminium. Wytrzymały, jednocześnie, formowany wąż PVC w kształcie litery Y.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Stetoskop nie może zastąpić profesjonalnej diagnozy lekarskiej. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące swojego zdrowia, zawsze skonsultuj się z lekarzem. Przechowuj stetoskop w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprawidłowo użyty lub uszkodzony stetoskop może powodować błędne wyniki i błędą interpretację dźwięków ciała.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie:

Dokładnie wyczyść stetoskop po użyciu, aby zapobiec przeniesieniu bakterii lub zakażeniom. Do czyszczenia głowicy, węża i końcówek dousznych zalecamy używanie czystej ściereczki lub wacika zwilżonego rozcieńczonym alkoholem lub alkoholem izopropylowym, co pozwoli skutecznie usunąć brud. Chronić stetoskop przed wysoką wilgotnością, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wstrząsami fizycznymi. Nie przechowuj i nie używaj stetoskopu w pobliżu grzejników lub otwartego ognia.

Sprzedaż:

Przy utylizacji produktu należy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim regionie. Producent nie określa szczegółowych warunków utylizacji.

Odpowiedzialność za wady:

Na stetoskop udzielana jest 24-miesięczna gwarancja na wady od daty sprzedaży. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje towarów uszkodzonych na skutek niewłaściwego użytkowania lub napraw wykonanych przez osobę nieuprawnioną.

Warunki transportu i przechowywania: 10–40 °C | Wilgotność względna 15–85 %

Producent:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

Przedstawiciel UE:

Shanghai International Holding Corp. Sp. z o.o.
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy

Importer:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Republika Czeska
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz



PELO_IB_F30 Duo_ver.00
Wersja: 20/03/2025

EN

PELO F30 Duo

DUAL HEAD STETHOSCOPE

Features

- Ergonomic design
- High quality
- Good acoustic response
- Non-cooling membrane
- PVC eartips
- Double-sided membrane head for high and low frequency sound detection
- Aluminum alloy lyre with chrome-plated band
- Large membrane diameter: 46 mm
- Small membrane diameter: 42.8 mm

Used to listen to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Class I medical device
Lightweight aluminum alloy head. Adjustable chrome-plated aluminum alloy lyre. Durable one-piece molded „Y“ PVC hose.

Safety Notice

A stethoscope is not a substitute for professional medical diagnosis. If you have any concerns about your health, always consult a doctor. Keep the stethoscope out of reach of children. If used incorrectly or damaged, the stethoscope may lead to incorrect results and misinterpretation of body sounds.

Cleaning, maintenance and storage:

Clean the stethoscope thoroughly after use to prevent the transfer of bacteria or infections. To clean the head, tubing and ear tips, we recommend using a clean cloth or cotton swab moistened with diluted alcohol or isopropyl alcohol for effective removal of dirt. Protect the stethoscope from high humidity, direct sunlight and physical shock. Do not store or use the stethoscope near heaters or open flames.

Disposal:

When disposing of the stethoscope, follow the regulations currently in force in your region. The manufacturer does not specify any specific conditions for disposal.

Liability for Defects:

This stethoscope is covered by a liability for defects for a period of 24 months from the date of purchase. Liability for defects does not apply to goods damaged due to improper use or repairs carried out by an unqualified person.

Transport and storage conditions: 10–40 °C | 15–85 % relative humidity

Manufacturer:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

EU Representative:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importer:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz



PELO_IB_F30 Duo_ver.00
Revision: 20/03/2025

DE

PELO F30 Duo

DOPPELKOPF-STETHOSKOP

Merkmale

- Ergonomisches Design
- Hohe Qualität
- Gute akustische Reaktion
- Membran mit nicht kühlender Oberfläche
- PVC-Oliven
- Doppelseitiger Membrankopf zur Erfassung von hochfrequentem und niederfrequentem Schall
- Lyra aus Aluminiumlegierung mit verchromtem Riemen
- Großer Membrandurchmesser: 46 mm
- Kleiner Membrandurchmesser: 42,8 mm

Es wird verwendet, um verschiedene Geräusche des Herzens, der Lunge und der Organe im menschlichen Körper abzuhören. Medizinprodukt der Klasse I
Leichter Kopf aus Aluminiumlegierung. Verstellbare Lyra aus verchromter Aluminiumlegierung. Robuster, einteilig geformter „Y“-PVC-Schlauch.

Sicherheitshinweis

Ein Stethoskop ist kein Ersatz für eine professionelle medizinische Diagnose. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Gesundheit haben, wenden Sie sich immer an Ihren Arzt. Bewahren Sie das Stethoskop außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei falscher Anwendung oder Beschädigung kann es bei einem Stethoskop zu falschen Ergebnissen und Fehlinterpretationen von Körpergeräuschen kommen.

Reinigung, Wartung und Lagerung:

Reinigen Sie das Stethoskop nach dem Gebrauch gründlich, um die Übertragung von Bakterien oder Infektionen zu verhindern. Zur Reinigung von Kopf, Schlauch und Ohrstöpseln empfehlen wir die Verwendung eines sauberen Tuchs oder Wattestäbchens, das mit verdünntem Alkohol oder Isopropylalkohol angefeuchtet ist, um Schmutz effektiv zu entfernen.

Schützen Sie das Stethoskop vor hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen. Bewahren Sie das Stethoskop nicht in der Nähe von Heizgeräten oder offenen Flammen auf und verwenden Sie es nicht.

Entsorgung:

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die aktuell in Ihrer Region geltenden Vorschriften. Der Hersteller gibt keine besonderen Bedingungen für die Entsorgung vor.

Mängelhaftung:

Für dieses Stethoskop gilt eine Mängelhaftung von 24 Monaten ab dem Kaufdatum. Die Mängelhaftung gilt nicht für Waren, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Reparaturen durch unqualifizierte Personen beschädigt wurden.

Transport und Lagerbedingungen: 10–40 °C | 15–85 % relative Luftfeuchtigkeit

Hersteller:

WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY
Unit 4, Building 27, No. 706 Yanyun Road
Oujiangkou Industrial Cluster District, 325026, Wenzhou, Zhejiang P.R.C
info@taiyumed.com

EU-Vertreter:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland

Importeur:

CM Trade Via s.r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Tschechische Republik
tel.: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz



PELO_IB_F30 Duo_ver.00
Stand: 20.03.2025